



Hüttner Röntgenteste

Herstellung und weltweiter Vertrieb



Produktübersicht Typ 18

www.xray-huettner.com




Typ 18

Der Prüfkörper Typ 18 hat neben Gruppen unterschiedlicher Auflösung auch zwei Felder zur Überprüfung des Kontrastes, eines ohne absorbierendes Material und eines mit zusätzlich 0,5mm Blei.

Neben der Standardausführung ist der Prüfkörper in fünf weiteren Varianten verfügbar.

Daten Typ 18

Größe:	55 x 45 mm
Auflösung:	0,5 LP/mm bis 5 LP/mm
Anzahl der Gruppen:	21
Auflösungsschritte:	0,5 / 0,56 / 0,63 / 0,71 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,12 / 1,25 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,24 / 2,5 / 2,8 / 3,15 / 3,55 / 4,0 / 4,5 / 5,0



Typ 18a

Größe:	55 x 45 mm
Auflösung:	0,5 LP/mm bis 7,1 LP/mm
Anzahl der Gruppen:	24


Auflösungsschritte:
0,5 / 0,56 / 0,63 / 0,71 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,12 / 1,25 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,24 / 2,5 / 2,8 / 3,15 / 3,55 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,6 / 6,3 / 7,1

Typ 18b

Größe: 55 x 45 mm
Auflösung: 0,5 LP/mm bis 10,0 LP/mm
Anzahl der Gruppen: 27

Auflösungsschritte:

0,5 / 0,56 / 0,63 / 0,71 / 0,8 / 0,9 / 1,0 /
1,12 / 1,25 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,24 /
2,5 / 2,8 / 3,15 / 3,55 / 4,0 / 4,5 / 5,0 /
5,6 / 6,3 / 7,1 / 8,0 / 8,9 / 10,0



Typ 18c

Größe: 55 x 45 mm
Auflösung: 0,5 LP/mm bis 16,6 LP/mm
Anzahl der Gruppen: 31


Auflösungsschritte:

0,5 / 0,56 / 0,63 / 0,71 / 0,8 / 0,9 / 1,0 /
1,12 / 1,25 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,24 /
2,5 / 2,8 / 3,15 / 3,55 / 4,0 / 4,5 / 5,0 /
5,6 / 6,3 / 7,1 / 8,0 / 8,9 / 10,0 / 11,1 /
12,5 / 14,3 / 16,6





Hüttner Röntgenteste



Typ 18d


Größe: 55 x 45 mm

Auflösung: 0,5 LP/mm bis 16,6 LP/mm

Anzahl der Gruppen: 32

Auflösungsschritte:

0,5 / 0,56 / 0,63 / 0,71 / 0,8 / 0,9 / 1,0 /
1,12 / 1,25 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,24 /
2,5 / 2,8 / 3,15 / 3,55 / 4,0 / 4,5 / 5,0 /
5,6 / 6,3 / 7,1 / 8,0 / 8,9 / 10,0 / 11,1 /
12,5 / 14,3 / 16,6 / 20,0



Typ 18e

Größe: 55 x 45 mm

Auflösung: 0,5 LP/mm bis 16,6 LP/mm

Anzahl der Gruppen: 30

Auflösungsschritte:

0,63 / 0,71 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,12 / 1,25 /
1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,24 / 2,5 / 2,8 /
3,15 / 3,55 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,6 / 6,3 /
7,1 / 8,0 / 8,9 / 10,0 / 11,1 / 12,5 / 14,3

Zubehör

Alle Prüfkörper vom Typ 18 werden mit einer schematischen Darstellung geliefert, die die Zuordnung der Gruppen ermöglicht.

